

Буфер с солями магния

(10mM)

КАТАЛОЖНЫЙ НОМЕР

BY10

СОСТАВ РЕАКТИВА

Реактив состоит из 10mM буфера с солями магния, свободного от эндотоксинов.

НАЗНАЧЕНИЕ

Буфер с солями магния используется для преодоления хелатирующего эффекта в анализе на эндотоксины. Образец, содержащий хелатирующий агент, будет хелатировать ионы магния в лизате амебоцитов, что будет уменьшать чувствительность ТАЛ-реактива. Добавление к образцу буфера с солями магния может улучшить степень извлечения эндотоксинов в анализе.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

Используйте буфер с солями магния для разведения испытуемого образца или добавления к раствору испытуемого образца.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

Только для использования *In Vitro*. Вся стеклянная, пластиковая посуда и растворители, контактирующие с магниевым буфером, должны быть свободными от эндотоксинов.

СОДЕРЖАНИЕ ЭНДОТОКСИНОВ

Концентрация эндотоксинов в буфере с солями магния составляет менее 0.005 ЕЭ/мл.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Храните при температуре 2~30° C.

【Производитель】

Xiamen Bioendo Technology Co., Ltd.

Address: 131 Xinjia Road, Haicang Xinyang Industrial Zone, Xiamen, China

Telephone number: +86-592-592-6885886

Fax: +86-592-2095294

Email: sales@houshiji.com

Web Site: www.lalendotoxin.com